

## LA Screen / LA Confirm

### Simplified Dilute Russell’s Viper Venom Test (DRWT) for detection of Lupus Anticoagulants

#### INTENDED USE

LA Screen and LA Confirm are simplified DRVVT reagents for detection of Lupus Anticoagulants (LA) in one-stage clotting tests.

#### LA Screen

Simplified DRVVT reagent to screen for the presence of Lupus Anticoagulants.

#### LA Confirm

Phospholipid-rich DRVV reagent for the specific correction of Lupus Anticoagulants.

#### SUMMARY AND EXPLANATION

LAs are autoantibodies against negatively charged phospholipids or complexes of phospholipids with either beta-2-glycoprotein 1 or clotting factors such as prothrombin. They occur in various clinical conditions, especially autoimmune diseases<sup>1</sup> and are now considered to be a significant risk factor in patients with otherwise unexplained thrombosis and are often present in women who have recurrent fetal loss<sup>2</sup>. LA have traditionally been detected using phospholipid responsive clotting tests, such as the activated partial thromboplastin time (APTT), kaolin clotting time (KCT) and DRVVT<sup>2</sup> where they have an anticoagulant effect.

The DRVVT time first became popular following the publication by Thiagarajan et al. in 1986<sup>3</sup>. Life Diagnostics has simplified and standardized this method.<sup>4</sup> According to Petri<sup>5</sup> et al, thrombosis in SLE patients is more closely linked with LA detectable by DRVVT than with anticardiolipin antibodies detected by enzyme linked immunosorbent assays (ELISA)<sup>5</sup>. This observation was recently extended by Galli and Bevers<sup>6</sup> who showed that the LA subtype with most effect on DRVVT tests is beta-2-glycoprotein 1 dependent and different to the prothrombin-requiring LA subtype having more prolonging effect on KCT tests.

#### Test principle

- Russell's viper venom present in LA Screen initiate plasma clotting by directly activating factor X. LA antibodies prolong the LA Screen clotting time.
- LA Confirm reagent is similar to LA Screen but contains a high phospholipid concentration. The extra phospholipid counteracts the LA antibody and largely corrects the clot time<sup>3</sup>.
- DRVV tests "bypass" factor VII of the extrinsic pathway and the contact and antithaemophilic factors of the intrinsic pathway. Therefore LA Screen is more specific for LA than APTTs as they are not affected by contact factor abnormalities or by factor VIII deficiencies or antibodies<sup>5</sup>. There have been a number of tests developed based on phospholipid correction<sup>4</sup> however none have been as convenient to use as LA Confirm subsequent to LA Screen.
- Mixing tests may be useful to exclude factor II, V and X deficiencies, which may prolong LA Screen and LA Confirm results. Mixing normal plasma with test plasma replenishes any factors deficient in the test plasma. If the mixing test is still prolonged, it indicates that an inhibitor (such as LA) is present in the test plasma.

#### REAGENT

##### Composition

LA Screen and LA Confirm contain Russell's viper venom, phospholipids, antiheparin agents, calcium, buffers, stabilizers, sodium azide and dyes

#### Warnings and precautions

For in-vitro diagnostic use only.

When disposing of azide, always flush with large volumes of water to avoid the possibility of an explosive residue forming in metal plumbing.

#### Preparation for use

Reconstitute with the volume of distilled water stated on the vial. Mix well by inversion to ensure complete re-suspension of the lyophilized material.

#### Storage instructions

The lyophilized reagents are stable at least until the expiry date stated on the vial label when stored at 2-8°C.

Following reconstitution reagents can be stored for 8 hrs at 37°C, 24 hours at 20-25°C, 48 hrs at 2-8°C and 1 month at -20°C.

#### Indications of instability / deterioration

If there is no evidence of vacuum when the vial is opened and/or the reagent does not appear dry it should be returned to Life Diagnostics or your local distributor.

#### SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION

Collect and process blood in accordance with NCCLS Standard H21-A3: Collection, Transport and Processing of Blood Specimens for Coagulation Testing and General Performance of Coagulation Assays; Approved Guideline-3rd Edition (1998). Separated plasma should be stored at 2-8°C and tested within 4 hours of collection. If the samples are to be frozen before testing, the plasma must be double spun to remove platelets (to below 10 x 10<sup>9</sup>/L)<sup>10</sup> prior to freezing as these can shorten the LA Screen clotting time.

#### TEST PROCEDURE

- Pre-warm a slight excess of LA Screen or LA Confirm reagent at 37±1°C in a reagent reservoir, allowing for 200µl per test.
- Dispense 200µl of test plasma into a glass test tube and warm for 1 minute at 37°C
- Add 200µl of pre-warmed reagent to the plasma and time from the moment of reagent addition to a clotting end point.
- Repeat for duplicate test values and report the average of these as the result.

#### Automated method

Protocols for most automated clotting machines are available on request. LA Screen tests should be carried out using equal volumes of test plasma and reagent as in most thrombin time protocols.

However, observation or acquisition times should be extended to 120 seconds.

#### Materials provided

Each pack of LA Screen/ LA Confirm  
 Order code LASD-10 contains: 10 x lyoph. for 2 ml  
 Order code LASD-25 contains: 10 x lyoph. for 5 ml  
 Order code LACD-5 contains: 10 x lyoph. for 1 ml  
 Order code LACD-10 contains: 10 x lyoph. for 2 ml

#### Materials required but not provided

10mm x 75mm glass test tubes  
 Waterbath at constant temperature of 37 +/- 1°C  
 Stopwatch  
 200µl precision pipette  
 Purified water, USP or equivalent  
 Platelet depleted normal plasma  
 1, 2 or 5ml pipette.  
 Normal and Abnormal plasma for Quality Control

#### Quality control

Each laboratory should determine its own acceptable control values and normal range. Gradiplasma LA High (code LAHP) and Gradiplasma LA Low (code LALP) are abnormal control plasmas manufactured by Life Diagnostics for use in quality control of LA Screen and LA Confirm assays.  
 Quality control plasma must be tested at the same time as patient samples.

#### RESULTS


If the LA Screen clotting time is within the normal range no further testing for LA may be necessary. If the LA Screen clotting time result is more than 20% longer than pooled platelet depleted normal plasma the result should be considered abnormal and investigated further.

(See Figure 1)

The final result is best expressed as a ratio of the clotting times of LA Screen divided by LA Confirm.

LA Ratio =  $\frac{\text{LA Screen clotting time}}{\text{LA Confirm clotting time}}$

FIGURE 1



#### Mixing tests

If results are borderline, mixing studies may be used to correct for hidden defects in the sample and clarify the presence of LA. These tests should be carried out on a 50:50 mixture of test plasma and platelet depleted normal plasma using the standard test procedure.

TABLE 1: Combination of mixing and confirmatory tests

LA Screen Clotting time		LA Confirm Clotting Time		Interpretation
Patient Plasma	Mix- Patient + Normal	Patient Plasma	Mix- Patient + Normal	
N	N	N	N	LA not detected
ABN	ABN	N	N	LA probably present
ABN	N	ABN	N	Possible factor deficiency/OAT exclude by further investigation
ABN	ABN	ABN	N	Possible factor deficiency exclude by further investigation
ABN	ABN	ABN	ABN	Exclude other inhibitor by further investigation

#### LIMITATIONS OF THE PROCEDURE

Samples containing clots and those with abnormal hematocrit should be discarded. Jaundiced, lipemic and hemolyzed specimens should be tested by manual techniques as some photoelectric instruments give false results.

Commercially available normal quality control plasmas with unspecified levels of citrate and platelets are not recommended for use in mixing studies.  
 For comparative studies LA Screen and LA Confirm tests should be performed at the same time.

LA assays based on different properties appear to be more or less sensitive to certain subgroups of LAs. Therefore at least two screening assays, based on different properties, should be performed before the possibility of LA is excluded.<sup>10</sup>

Heparin levels up to 1 unit/ml have no effect due to the presence of a neutralizing agent in both LA Screen and LA Confirm.

#### EXPECTED VALUES

Normal ranges for LA Screen of 31-44 seconds and for LA Confirm of 30-38 were obtained using a manual tilt-tube method with samples collected from 26 healthy individuals aged 18 to 55 years.

The ratio of LA Screen / LA Confirm was in the range 0.8-1.2. These results should be used as a guide only.

Each laboratory should determine its own normal range for both manual and automated methods to overcome differences in sample collection and instrumentation.

#### SPECIFIC PERFORMANCE CHARACTERISTICS

Intra-laboratory and inter-laboratory precision studies were performed using both manual tilt-tube and automated methods. These studies gave coefficient of variation less than 3.5% on normal plasmas and less than 5% for abnormal samples.

Specificity studies were performed on known plasma samples.


A positive ratio for LA Screen / LA Confirm of greater than 1.2 was found in known\*

LA plasma -	90% (26/29)
Heparinised plasma-	12% (1/8)
OAT patient plasma-	0% (0/7)
Factor deficient plasmas-	0% (0/5)
Normal plasma-	2% (1/60)

\*N.B. "known" LA identification with APTT + KCT mixing studies.

#### BIBLIOGRAPHY

- Feinstein DJ. Lupus anticoagulant, thrombosis and fetal loss. N.Eng.J.Med. 1985, 313,1248-1350
- Triplett DA, Brandt JT. Laboratory identification of the lupus anticoagulant. Br.J. Haematol. 1991,73,139-142
- Exner T, Triplett DA, Taberner D, Machin SJ. Guidelines for testing and revised criteria for lupus anticoagulants. Thromb. Haemostas. 1991,65,320-322
- Rauch J, Tannenbaum M, Janoff AS. Distinguishing plasma lupus anticoagulants from antifactor antibodies using hexagonal phase II phospholipids. Thromb. Haemostas. 1989,62,892-896
- Love PE, Santoro SA. Antiphospholipid antibodies: Anticardiolipin and the lupus anticoagulant in systemic lupus erythematosus (SLE) and in non-SLE disorders. Ann. Intern. Med. 1990,112,692-698
- Thiagarajan P, Pengo V, Shapiro SS. The use of the dilute Russell's viper venom time for the diagnosis of lupus anticoagulants. Blood. 1986,68,869-874
- Exner T, Papadopoulos G, Kouits J. Use of a simplified dilute Russell's viper venom time (DRVVT) confirms heterogeneity among "lupus anticoagulants". Bl. Coag. Fibrinol. 1990,1,259-266
- Petri M, Rheinschmidt. Metal. The frequency of lupus anticoagulant in systemic lupus erythematosus. Ann. Int. Med. 1987,106,524-531
- Galli M, Finazzi G, Bevers EM, Barbui T. Kaolin clotting time and dilute Russell's viper venom time distinguish between prothrombin dependent and beta-2-glycoprotein 1 dependent antiphospholipid antibodies. Blood. 1995,86,617-623
- Brandt JT, Triplett DA, Alving B, Scharrer I. Criteria for the Diagnosis of Lupus Anticoagulants: An Update. Thromb.Haemostas. 1995, 74 (4), 1185-90



## LA Screen / LA Confirm

### Test simplifié au venin de vipère Russell dilué (TVVRd) pour la détection d'anticoagulants de type lupique

#### UTILISATION PREVUE

LA Screen et LA Confirm sont des réactifs TVVRd simplifiés pour la détection des anticoagulants de type lupique (LA) dans les tests de coagulation en une étape.

#### LA Screen

Réactif simplifié TVVRd destiné au dépistage des anticoagulants de type lupique.

#### LA Confirm

Réactif TVVRd riche en phospholipide pour la correction spécifique des anticoagulants de type lupique.

#### SOMMAIRE ET EXPLICATION

Les LA sont des autoanticorps contre les phospholipides chargés négativement ou les complexes de phospholipides avec soit la bêta-2-glycoprotéine 1, soit des facteurs de coagulation, tels que la prothrombine. Ils se produisent dans différents états cliniques, en particulier les maladies autoimmunitaires<sup>1</sup>. Ils sont actuellement considérés comme des facteurs de risque important chez les patients atteints de thrombose qui serait sinon inexpliquée, et sont souvent présents chez les femmes sujettes aux avortements spontanés récurrents<sup>2</sup>. Traditionnellement, les LA sont décelés par des tests de coagulation dépendant des phospholipides, tels que le temps de thromboplastine partielle activée (aPTT), le temps de coagulation du kaolin (KCT) et le TVVRd<sup>2</sup> où ils ont un effet anticoagulant.

Le TVVRd a connu ses premiers succès à la suite de la publication de Thiagarajan et col. en 1986. Life Diagnostics a simplifié et standardisé cette méthode<sup>7</sup>. Selon Petri<sup>8</sup> et col., la thrombose chez les patients souffrant de lupus érythémateux disséminé (LED) est plus étroitement liée au LA décelable par TVVRd qu'aux anticorps anticardiolipine décelés par des tests immuno-enzymatiques (ELISA)<sup>8</sup>. Cette observation a été récemment développée par Galli et Bevers<sup>9</sup> qui ont démontré que le sous-type LA ayant le plus d'incidence sur les tests TVVRd est dépendant de la bêta-2-glycoprotéin 1 et différent du sous-type LA nécessitant la prothrombine du fait de l'effet prolongé sur les tests KCT.

#### PRINCIPE DU TEST

- Le venin de vipère Russel présent dans le test LA Screen déclenche la coagulation du plasma en activant directement le facteur X. Les anticorps LA allongent le temps de coagulation du LA Screen.
- Le réactif du LA Confirm est similaire à celui du LA Screen, mais contient une concentration élevée de phospholipides. Les phospholipides supplémentaires neutralisent les anticorps LA et corrigent sensiblement le temps de coagulation<sup>3</sup>.
- Les tests TVVRd « contourner » le facteur VII de la voie extrinsèque, ainsi que le contact et les facteurs antihémophiliques de la voie intrinsèque. C'est pourquoi le LA Screen est plus spécifique que les aPTT pour l'anticoagulant lupique, puisqu'ils ne sont pas affectés par les anomalies du facteur de contact, par des déficits en facteur VIII ou ses anticorps<sup>5</sup>. Plusieurs tests basés sur la correction phospholipidique<sup>4</sup> ont été mis au point. Cependant, aucun ne s'est avéré aussi pratique d'emploi que le LA Confirm utilisé à la suite du LA Screen.
- Il peut s'avérer utile de réaliser des tests de mélange pour exclure les déficits en facteur II, V et X, qui peuvent prolonger les temps des tests LA Screen et LA Confirm. Le mélange de plasma normal avec du plasma à tester reconstitue tous les facteurs déficients dans le plasma à tester. Si le temps du test de mélange est encore prolongé, la présence d'un inhibiteur (tel que le LA) dans le plasma à tester est mise en évidence.

#### REACTIF

##### Composition

Les tests LA Screen et LA Confirm contiennent du venin de vipère Russell, des phospholipides, des agents antihéparine, du calcium, des tampons, des stabilisateurs, de l'azide de sodium et des colorants.

#### Mises en garde et précautions d'emploi

Réservé à un usage in-vitro.

Lors de l'élimination de l'azide de sodium, toujours rincer abondamment avec de l'eau, pour parer à une formation explosive des résidus d'azide de sodium dans les canalisations métalliques.

#### Préparation avant emploi

Reconstituer avec le volume d'eau distillée, tel qu'indiqué sur le flacon. Bien mélanger par retournement afin d'assurer la remise en suspension complète du produit lyophilisé.

#### Conservation

Les réactifs lyophilisés sont stables au moins jusqu'à la date de péremption indiquée sur le flacon, s'ils sont conservés entre 2 et 8 °C.

Les réactifs reconstitués peuvent être conservés pendant 8 heures à 37 °C, 24 heures entre 20 et 25 °C, 48 heures entre 2 et 8 °C et un mois à -20 °C.

#### Indications d'instabilité ou de détérioration

Lors de l'ouverture du flacon, s'il ne semble pas avoir été sous vide ou si le réactif ne paraît pas sec, le retourner à Life Diagnostics ou au distributeur local.

#### PRELEVEMENT ET PREPARATION DES ECHANTILLONS

Le prélèvement et le traitement du sang doivent être effectués conformément à la norme NCCLS H21-A3 portant sur le prélèvement, le transport et le traitement des spécimens sanguins pour les tests de coagulation et la performance générale des tests de coagulation ; directives approuvées – troisième édition (1998). Le plasma séparé doit être conservé entre 2 et 8 °C et testé dans les 4 heures suivant le prélèvement. Si les échantillons doivent être congelés avant utilisation, le plasma doit être centrifugé deux fois pour extraire les plaquettes (en dessous de 10 x 10<sup>9</sup>/L)<sup>10</sup> avant congélation, celles-ci pouvant raccourcir le temps de coagulation du LA Screen.

#### REALISATION DU TEST

- Préchauffer une quantité de réactif LA Screen ou LA Confirm légèrement supérieure à la quantité nécessaire, soit 200 µl par test, à 37 °C±1 °C dans un réservoir à réactif.
- Verser 200 µl de plasma à tester dans un tube à essais en verre et faire chauffer pendant une minute à 37 °C.
- Ajouter 200 µl de réactif préchauffé au plasma et chronométrer à partir de l'addition du réactif jusqu'au point final de coagulation.
- Dupliquer et noter le résultat, constitué par la moyenne des valeurs répliquées.

#### Méthode automatisée

Les protocoles d'utilisation pour la plupart des automates de coagulation sont disponibles sur demande. Les tests LA Screen doivent être réalisés avec des volumes égaux de plasma à tester et de réactif comme dans la plupart des protocoles de temps de thrombine. Cependant, les temps d'observation et d'acquisition doivent être prolongés de 120 secondes.

#### Matériel fourni

Chaque coffret de LA Screen/LA Confirm contient:  
 Code de commande LASD-10 : 10 x 2 ml lyoph.  
 Code de commande LASD-25 : 10 x 5 ml lyoph.  
 Code de commande LACD-5 : 10 x 1 ml lyoph.  
 Code de commande LACD-10 : 10 x 2 ml lyoph.

#### Matériel nécessaire non fourni

10 mm x 75 mm tubes à essais en verre  
 Bain d'eau à température constante de 37 +/- 1 °C  
 Chronomètre

Pipette de précision

Eau purifiée, USP ou équivalent

Plasma normal dépourvu en plaquettes

Pipette de 1,2 ou 5 ml.

Plasma normal et anormal aux fins de contrôle de qualité

#### Contrôle de qualité


Il appartient à chaque laboratoire d'établir ses propres valeurs acceptables de contrôle et sa fourchette normale. Les tests Gradiplasma LA High (code LAHP) et Gradiplasma LA Low (code LALP) fabriqués par Life Diagnostics sont destinés au contrôle de qualité des tests de LA Screen et de LA Confirm. Le plasma de contrôle de qualité doit être testé en même temps que les échantillons de patients.

#### RESULTATS

Si le temps de coagulation du LA Screen est compris dans la fourchette normale, il est inutile de réaliser d'autres tests de LA. Si le temps de coagulation du LA Screen est supérieur à 20 % au-dessus de la moyenne du mélange de plasma normal dépourvu en plaquettes, le résultat doit être considéré comme anormal et donner lieu à d'autres recherches (voir Figure 1). Le résultat final est mieux exprimé sous forme de ratio du temps de coagulation du LA Screen divisé par le temps de coagulation du LA Confirm.

Ratio LA =  $\frac{\text{Temps de coagulation du LA Screen}}{\text{Temps de coagulation de LA Confirm}}$

FIGURE 1



#### Tests de mélange

En cas de résultats limite, les tests de mélange peuvent permettre de corriger les anomalies cachées dans l'échantillon et de mieux comprendre la présence éventuelle de LA. Ces tests doivent être réalisés sur un mélange à parts égales (50/50) de plasma à tester et de plasma normal dépourvu en plaquettes suivant le mode opératoire habituel.

TABLEAU 1 : Combinaison de test de mélange et de test de confirmation

LA Screen Temps de coagulation		LA Confirm Temps de coagulation		Interprétation
Plasma Patient	Mélange- Patient + Normal	Plasma Patient	Mélange- Patient + Norma	
N	N	N	N	LA non détecté
ABN	ABN	N	N	LA probablement présent
ABN	N	ABN	N	Déficit en facteur/OAT possible ; exclure avec examen approfondi
ABN	ABN	ABN	N	Déficit en facteur/OAT possible ; exclure avec examen approfondi
ABN	ABN	ABN	ABN	Exclure autre inhibiteur avec examen approfondi

#### LIMITES DU TEST

Les échantillons contenant des caillots et ceux présentant des hématocrites anormaux doivent être éliminés. Les spécimens icériques, lipémiques et hémolysés doivent être testés par des méthodes manuelles dans la mesure où certains appareils photoélectriques donnant des résultats erronés.

Il est déconseillé d'utiliser pour les tests de mélange des plasmas de contrôle qualité normaux disponibles dans le commerce comportant des niveaux indéterminés de citrate et de plaquettes.

Pour des études comparatives, les tests LA Screen et LA Confirm doivent être réalisés simultanément. Les tests LA basés sur d'autres principes sont plus ou moins sensibles à certains sous-groupes de LA. En conséquence, il est conseillé de réaliser au moins deux tests de dépistage basés sur des principes différents avant d'exclure la possibilité de LA.<sup>10</sup>

Des niveaux d'héparine jusqu'à 1 unit/ml n'ont pas d'incidence, en raison de la présence d'un agent de neutralisation tant dans le LA Screen que dans le LA Confirm.

#### VALEURS NORMALES

Des fourchettes normales de 31à 44 secondes pour le LA Screen et de 30 à 38 secondes pour le LA Confirm ont été obtenues avec la méthode manuelle du tube incliné, sur des échantillons prélevés sur 26 individus sains de 18 à 55 ans. Le ratio LA Screen/LA Confirm était compris dans la fourchette 0,8 à 1,2. Ces résultats sont fournis uniquement à titre indicatif.

Il appartient à chaque laboratoire de déterminer sa propre fourchette normale pour les deux méthodes, manuelle et automatique, afin de compenser les différences dans le prélèvement d'échantillons et l'instrumentation.

#### CARACTERISTIQUES DU TEST

Des études de précision intra et inter-laboratoires ont été réalisées avec la méthode manuelle du tube incliné et la méthode automatique. Ces études ont donné un coefficient de variation inférieur à 3,5 % sur les plasmas normaux et à 5 % sur les échantillons anormaux.

Des études de spécificité ont été réalisées sur des échantillons de plasma connu. Un ratio positif pour les tests LA Screen/LA Confirm supérieur à 1,2 a été trouvé dans les plasmas connus suivants\*:

Plasma LA –	90 % (26/29)
Plasma héparinisé –	12 % (1/8)
Plasma de patients OAT –	0 % (0/7)
Plasmas avec déficit en facteurs –	0 % (0/5)
Plasma normal –	2 % (1/60)

\*N.B. Identification LA « connue » avec études de mélange aPTT + KCT.

#### BIBLIOGRAPHIE

- Feinstein DJ. Lupus anticoagulant, thrombosis and fetal loss. N.Eng.J.Med. 1985, 313,1248-1350
- Triplett DA, Brandt JT. Laboratory identification of the lupus anticoagulant. Br.J. Haematol. 1991,73,139-142
- Exner T, Triplett DA, Taberner D, Machin SJ. Guidelines for testing and revised criteria for lupus anticoagulants. Thromb. Haemostas. 1991,65,320-322
- Rauch J, Tannenbaum M, Janoff AS. Distinguishing plasma lupus anticoagulants from antifactor antibodies using hexagonal phase II phospholipids. Thromb. Haemostas. 1989,62,892-896
- Love PE, Santoro SA. Antiphospholipid antibodies: Anticardiolipin and the lupus anticoagulant in systemic lupus erythematosus (SLE) and in non-SLE disorders. Ann. Intern. Med. 1990,112,682-698
- Thiagarajan P, Pengo V, Shapiro SS. The use of the dilute Russell's viper venom time for the diagnosis of lupus anticoagulants. Blood, 1986,68,869-874
- Exner T, Papadopoulos G, Kouits J. Use of a simplified dilute Russell's viper venom time (DRVVT) confirms heter



